




BiotechDentalCAD

0. Abrir programa:
Ejecuta plantilla y script BDC




1. Comenzar:
Borra todo y configura el programa.

Pulsar “Comenzar” para dejar espacio libre




2.1 Diseño de modelos:
Importar escaneado de dentadura Superior o inferior.
Extras: Reducción de malla y exportación.

Pulsar “Inferior” y seleccionar ‘STL’ de mandíbula



Pulsar “Superior” y seleccionar ‘STL’ de maxilar



2.2 Diseño de modelos:
Crear modelo
Suaviza bordes, limpia la malla y rellena el modelo en la dirección correspondiente.

Pulsar “Crear modelo” para cerrar modelos

